



LANCING DEVICE INSTRUCTIONS FOR USE

For use with sterile, single-use lancets for the hygienic collection of capillary blood for testing purposes from the side of a fingertip and from alternative sites, such as the forearm.



For use only on a single patient. Disinfect reusable components according to manufacturer's instructions between each use. Used lancet blades must be safely discarded after a single use.

WARNING! DO NOT use on more than one patient. Improper use of blood lancets can increase the risk of inadvertent transmission of bloodborne pathogens, particularly in settings where multiple patients are tested. The cleaning and disinfection instructions for this device are intended only to reduce the risk of local use site infection; they cannot render this device safe for use for more than one patient.

WARNING! DO NOT share your Lancing Device with others, including family members. **DO NOT** use on multiple patients. **ALL** parts of the Lancing Device are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases, even after you have performed cleaning and disinfection.

CAUTION! Do not use lancet if lancet top has been previously removed. Wash hands thoroughly with soap and water before and after handling the Lancing Device to prevent the transfer of blood-borne viruses or infectious agents.

Note: Lancing Device and Clear End Cap are for self-testing and intended for use by one patient only. Not suitable for use by healthcare or care workers.

* Universal, polygon-symmetrical lancet with body diameter $0.248" \pm 0.004"$ (6.30 mm \pm 0.10 mm), length $0.900" \pm 0.010"$ (22.86 mm \pm 0.25 mm), and exposed needle length $0.126" \pm 0.008"$ (3.20 mm \pm 0.20 mm).

- R E A D Y -

1. Select area to be lanced. Wash with soap and warm water, rinse and dry thoroughly. Disinfect the clean skin with an antiseptic (e.g., 70% alcohol).

2. Pull off End Cap. Push Lancet firmly into Holder.


3. Remove Lancet Top.

Save Lancet Top for safe disposal of used Lancet.

4. Replace End Cap.

Note: Use Clear End Cap for lancing forearm.

To obtain a Clear End Cap, call Trividia Health, Inc. at 1-800-803-6025, Monday - Friday, 8AM-8PM EST.



- S E T -

For Finger Testing:


1. Turn Depth Dial to desired lancing depth.

Note: Finer adjustments can be made by setting


Arrow between numbers.

Lancing Depth Guide:

- 1-2 for soft / thin skin
- 3-4 for average skin
- 4-5 for thick / calloused skin




2. Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until you hear a click.



3. Lower hand to waist level. Gently massage finger to get blood flowing.


For Forearm Testing:

1. Use Clear End Cap in place of regular Depth Dial End Cap, but if Clear End Cap is not available, select #5 on Depth Dial.



2. Rub area vigorously or apply a warm compress to stimulate blood flow.


3. Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until you hear a click.




- L A N C E -

1. Place Tip firmly against finger.

Note: For best results, lance on either side of finger (see shaded areas).




2. Press Trigger Button. Remove lancing device after finger is lanced.



3. Gently massage finger from palm to fingertip to form blood drop.

1. Place Tip firmly against forearm.

Note: For best results, lance in shaded area



2. Press Trigger Button.

3. Apply firm pressure on the lancing device until an adequate blood drop is formed. Remove lancing device after forearm is lanced.

Refer to your test system's user manual for blood testing instructions.

Removing Used Lancet

1. Pull off End Cap. 2. Place the saved Lancet Top flat on a firm surface and push the exposed lancet tip into the Lancet Top. 3. Remove the lancet from the Holder and discard the used lancet into a sharps disposal or other container for sharp objects according to your state/local regulations.

Lancing Device Cleaning and Disinfecting

Cleaning and disinfecting the lancing device is a two-step process. The first step is **Cleaning**. Cleaning removes any blood, liquids, dust or dirt. The second step is **Disinfecting**. Disinfecting removes most, but not all possible infectious agents (bacteria or viruses), including blood-borne pathogens. **Cleaning must be done before Disinfecting.**

Caution! Clean and disinfect the lancing device at least once a week. Lancing device may be cleaned and disinfected once a day for up to 3 years. If blood gets on the lancing device, clean and disinfect it before anyone else touches it. If someone is helping you test your blood or performs a test on you, do the cleaning and disinfecting before allowing anyone else to handle it.

1. Wash hands thoroughly with soap and water or wear disposable gloves.

2. **To Clean:** Using ONLY Super Sani-Cloth (EPA* Reg. No. 9480-4), thoroughly wipe the entire outside surface of the lancing device with one cloth by wiping in circles 3 times. Discard the used cloth.

3. Repeat step 2 if the lancing device is not visually clean, or safely dispose of it according to your state/local regulations.

4. **To Disinfect:** Remove a fresh Super Sani-Cloth and thoroughly wipe the entire outside surface of the lancing device by wiping in circles 3 times. Make sure that you go over the entire lancing device.

5. Using fresh cloths, if needed, make sure that all outside surfaces of the lancing device stay wet for 2 minutes by patting with the cloth. Discard used cloth. Let lancing device air dry completely before using.

6. Gently pull back Arming Barrel and press the Trigger Button. You will hear a click if the lancing device is working properly.

7. Wash hands thoroughly again.

Caution! Other disinfectants have not been tested. The effect of other disinfectants used interchangeably has not been tested with the lancing device. Use of disinfectants other than Super Sani-Cloth may damage lancing device.

Do not use lancing device and call Customer Care for assistance at 1-800-803-6025, Monday - Friday, 8AM - 8PM EST, if:

~ Markings on lancing device are coming off,


~ Trigger Button is hard to push,

~ End Cap does not go back on,

~ Arming Barrel does not click when gently pulled back.

Super Sani-Cloth may be purchased at: Amazon.com, Officedepot.com (or your local Office Depot store), Walmart.com

Super Sani-Cloth has been tested on the lancing device for a total of 1,095 cleaning and disinfecting cycles, which is equal to cleaning and disinfecting the lancing device once a day for a 3-year period. Lancing device may be cleaned and disinfected up to 7 cycles per week for 3 years.



Storing Lancing Device

Protect the lancing device from liquids, dust, and dirt. Store at room temperature. Store without a lancet inserted.

*Environmental Protection Agency

Important Notes Regarding Forearm Blood Samples

If your test system indicates capillary blood from the forearm can be used for testing:

- Check with your Doctor or Healthcare Professional to see if forearm testing is right for you.
- Check your test system user manual for information about forearm testing and results from forearm blood samples as results from the forearm may not always be the same as results from the fingertip.

References

1. FDA Public Health Notification: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication. Available at <https://wayback.archive-it.org/7993/20170111013014/http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
2. Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration. Available at <http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html>

© 03/2023 Trividia Health, Inc. The Trividia Health logo is a trademark of Trividia Health, Inc. Made in China • M2TVH06 Rev. 44

Manufactured for:



TRIVIDIA

HEALTH

2400 N.W. 55th Court
Fort Lauderdale, FL 33309 USA
www.trividiahealth.com
1-800-803-6025

INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

Para uso con lancetas estériles y desechables en la extracción higiénica de sangre capilar para pruebas del lado de la yema del dedo o de otros sitios, como el antebrazo.



Para usar en un solo paciente. **Desinfecte los componentes reutilizables entre cada uso siguiendo las instrucciones del fabricante. Las hojas de las lancetas usadas deben desecharse de manera segura después de cada uso.**

¡ADVERTENCIA! NO lo use en más de un paciente. El uso indebido de las lancetas para extracción de sangre puede aumentar el riesgo de transmisión accidental de patógenos contenidos en la sangre, particularmente en ámbitos donde se les hacen pruebas a varios pacientes. Las instrucciones de limpieza y desinfección de este dispositivo se proporcionan únicamente para reducir el riesgo de infección en el sitio de uso local. Tales instrucciones no hacen que este dispositivo resulte seguro para usarse en más de un paciente.

¡ADVERTENCIA! NO comparta su dispositivo de punción, ni siquiera con miembros de su familia. **NO** lo use en varios pacientes. **TODAS** las piezas del dispositivo de punción se consideran materiales con riesgo biológico y pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de su limpieza y desinfección.

¡PRECAUCIÓN! No use la lanceta si se le ha quitado la cubierta previamente. Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de manipular el dispositivo de punción para evitar la transmisión de virus o agentes infecciosos contenidos en la sangre.

Nota: El dispositivo de punción y el capuchón transparente son para hacer pruebas autoadministradas y para uso de un paciente únicamente. No es apropiado que lo usen trabajadores de atención de la salud o cuidadores.

* Lanceta universal de simetría poligonal con diámetro de 0,248" ± 0,004" (6,30 mm ± 0,10 mm), longitud de 0,900" ± 0,010" (22,86 mm ± 0,25 mm) y longitud de aguja expuesta de 0,126" ± 0,008" (3,20 mm ± 0,20 mm).

- P R E P A R A D O -

1. Escoja la zona donde hará la punción. Lávela con jabón y agua tibia, enjuáguela y séquela bien. Desinfecte la piel limpia con un antiséptico (p. ej., alcohol al 70 %).

2. Quite el capuchón. Presione la lanceta dentro del soporte con firmeza.


3. Quite la cubierta de la lanceta.

Guarde la cubierta de la lanceta para desechar de manera segura la lanceta usada.

4. Vuelva a colocar el capuchón.

Nota: Para punzar el antebrazo, use el capuchón transparente.

Para conseguir un capuchón transparente, llame a Trividia Health, Inc. al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., EST.




Para hacer la prueba en el dedo:

1. Ajuste el dial a la profundidad de punción deseada.


Nota: Es posible hacer ajustes más precisos colocando la flecha entre los números.

Guía para la profundidad de punción:

- 1-2 para piel suave o fina
- 3-4 para piel promedio
- 4-5 para piel dura o gruesa




2. Sostenga el capuchón con una mano y el cuerpo del dispositivo con la otra. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del dispositivo hasta oír un clic.



3. Baje la mano a la altura de la cintura. Masajea suavemente el dedo para estimular la circulación de la sangre.


Para hacer la prueba en el antebrazo:

1. Use el capuchón transparente en lugar del capuchón común con dial de profundidad, pero si no dispone del capuchón transparente, seleccione el n.º 5 en el dial de profundidad.



2. Frote enérgicamente la zona o aplique una compresa tibia para estimular la circulación de la sangre.

3. Sostenga el capuchón con una mano y el cuerpo del dispositivo con la otra. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del dispositivo hasta oír un clic.




- P U N C E -

1. Apoye firmemente la punta contra el dedo.

Nota: Para lograr los mejores resultados, punce cualquiera de los dos lados del dedo (vea las áreas sombreadas).

2. Presione el botón disparador. Retire el dispositivo una vez que haya hecho la punción en el dedo.

3. Masajea suavemente el dedo desde la palma hacia la yema para que se forme la gota de sangre.



1. Apoye firmemente la punta contra el antebrazo.

Nota: Para lograr los mejores resultados, haga la punción en el área sombreada.

2. Presione el botón disparador.

3. Aplique presión firme sobre el dispositivo de punción hasta que se forme una gota de sangre suficiente. Retire el dispositivo una vez que haya hecho la punción en el antebrazo.



Consulte el manual del usuario del sistema de prueba para leer las instrucciones sobre extracción de sangre.

Extracción de la lanceta usada

1. Quite el capuchón. 2. Coloque la cubierta de la lanceta que guardó sobre una superficie firme y plana, y presione la punta expuesta de la lanceta dentro de la cubierta de la lanceta. 3. Retire la lanceta del soporte y deseche la lanceta usada en un recipiente para objetos punzocortantes según las normas estatales/locales.

Limpieza y desinfección del dispositivo de punción

El proceso de limpieza y desinfección del dispositivo de punción consta de dos pasos. El primer paso es la **limpieza**. La limpieza elimina la sangre, los líquidos, el polvo o la suciedad. El segundo paso es la **desinfección**. La desinfección elimina la mayoría de los posibles agentes infecciosos (bacterias o virus), aunque no todos, incluidos los patógenos contenidos en la sangre. **La limpieza se debe llevar a cabo antes de la desinfección.**

¡Precaución! Limpie y desinfecte el dispositivo de punción al menos una vez a la semana. El dispositivo de punción se puede limpiar y desinfectar una vez al día durante hasta 3 años. Si hay sangre en el dispositivo de punción, límpielo y desinfectelo antes de que cualquier otra persona lo toque. Si alguien le brinda ayuda o le hace pruebas de sangre, ocúpese de la limpieza y desinfección antes de permitir que otra persona manipule el dispositivo.

1. Lávese bien las manos con agua y jabón o use guantes desechables.

2. **Para limpiar:** Limpie bien toda la superficie externa del dispositivo de punción ÚNICAMENTE con un paño de limpieza Super Sani-Cloth (n.º de reg. 9480-4 de la EPA*) haciendo 3 movimientos circulares. Deseche el paño usado.

3. Repita el paso 2 si el dispositivo de punción no se ve limpio o deséchelo de manera segura según las normas estatales/locales.

4. **Para desinfectar:** Saque un paño de limpieza Super Sani-Cloth nuevo y limpie bien toda la superficie externa del dispositivo de punción haciendo 3 movimientos circulares. Asegúrese de reparar toda la superficie del dispositivo de punción.

5. Con paños nuevos, si fuera necesario, dé golpes suaves en toda la superficie externa del dispositivo de punción para asegurarse de que permanezca húmeda durante 2 minutos. Deseche los paños usados. Deje secar bien el dispositivo de punción al aire antes de usarlo.

6. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del dispositivo y presione el botón disparador. Oirá un clic si el dispositivo de punción funciona correctamente.

7. Lávese bien las manos una vez más.

¡Precaución! No se han probado otros desinfectantes. El efecto de otros desinfectantes usados de manera intercambiable no se ha probado con el dispositivo de punción. El uso de desinfectantes distintos de los paños Super Sani-Cloth puede dañar el dispositivo de punción.

No utilice el dispositivo de punción y llame al servicio de atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., EST, si:

~ Las marcas en el dispositivo de punción están desapareciendo.

~ Es difícil presionar el botón disparador.

~ No se puede volver a colocar el capuchón.

~ El cuerpo del dispositivo no hace clic cuando se lo tira suavemente hacia atrás.

Los paños de limpieza Super Sani-Cloth pueden adquirirse en los siguientes sitios: Amazon.com, Officedepot.com (o la tienda Office Depot de su zona), Walmart.com.

Los paños de limpieza Super Sani-Cloth se probaron con el dispositivo de punción durante un total de 1095 ciclos de limpieza y desinfección, lo que equivale a limpiar y desinfectar el dispositivo de punción una vez al día durante 3 años. El dispositivo de punción se puede limpiar y desinfectar hasta 7 ciclos por semana durante 3 años.

Almacenamiento del dispositivo de punción

Proteja el dispositivo de punción del contacto con líquidos, suciedad y polvo. Guárdelo a temperatura ambiente y sin la lanceta introducida.

*Agencia de Protección Ambiental.

Notas importantes sobre las muestras de sangre del antebrazo

Si en su sistema de prueba se indica que puede usar sangre capilar del antebrazo para las pruebas:

- Consulte al médico o profesional de atención de la salud para saber si en su caso puede usar sangre del antebrazo.
- Lea el manual del usuario del sistema de prueba para obtener información sobre la extracción y los resultados de las muestras de sangre del antebrazo, ya que los resultados del antebrazo pueden diferir de los de la yema del dedo.

Referencias bibliográficas

1. FDA Public Health Notification: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication. Disponible en <https://wayback.archive-it.org/7993/20170111013014/http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
2. Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration. Disponible en <http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html>
© 03/2023 Trividia Health, Inc. El logotipo de Trividia Health es una marca registrada de Trividia Health, Inc. Fabricado en China • M2TVH06 Rev. 44

Fabricado para:

TRIVIDIA
HEALTH.

2400 N.W. 55th Court
Fort Lauderdale, FL 33309 EE. UU.
www.trividiahealth.com
1-800-803-6025